



SANIT MEGA

**Detergente igienizzante mega concentrato
non profumato per superfici**



Stick monodose per la preparazione di prodotto pronto all'uso

Settori d'impiego

Ristoranti, bar, discoteche, uffici, hotels e convivenze in genere.

Proprietà e prestazioni

Detergente igienizzante multiuso non profumato. Pulisce, libera da impurità e sostanze nocive tutte le superfici lavabili in qualsiasi ambiente di lavoro. Garantisce igiene senza lasciare aloni. Particolarmente indicato per il settore alimentare è utilizzabile nei programmi H.A.C.C.P.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido

Colore: verde

Odore: caratteristico

Densità: 0,997+/- 0,02 kg/l a 20°C

pH: 10,66 +/- 0,5

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Biodegradabilità: conforme al Reg.648/2004/CE

Tensioattivi: non ionici

Istruzioni per l'uso

Pulizia delle superfici:

Prodotto confezionato in stick:

aprire lo stick, inserire la dose di detergente in un flacone da 750 ml e riempire con acqua.

Prodotto confezionato in flacone o tanica:

diluire il prodotto da 30 a 100 ml ogni litro d'acqua in funzione della soluzione che si vuole ottenere e del tipo di sporco da asportare.

Prodotto diluibile con sistemi automatici:

regolare il dispositivo di diluizione dal 3% al 5% di prodotto megaconcentrato in funzione della soluzione che si vuole ottenere e del tipo di sporco da asportare.

Applicare la soluzione ottenuta sulla superficie da trattare e strofinare con un panno adeguato fino ad asciugatura.

Dopo l'utilizzo su attrezzature e superfici a contatto con gli alimenti risciacquare con acqua.

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente la scheda di sicurezza.



SANIT MEGA

Detergente igienizzante mega concentrato non profumato per superfici



Sistema di diluizione tipo Venturi EASY SYSTEM 4

Easy System 4 collegato alle rete idrica consente la diluizione automatica di 4 prodotti super concentrati. Con Easy System 4 si preparano soluzioni per la pulizia di tutte le superfici lavabili. La soluzione ottenuta, pronta per essere utilizzata viene erogata direttamente in un flacone da 750 ml. vuoto. Con Easy System si possono avere i seguenti vantaggi: corretta diluizione dei prodotti, assenza di sprechi, riduzione dei costi, sicurezza degli operatori, semplicità d'uso, riduzione del magazzino e minor impatto ambientale.



CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR116/MD75	Vaschetta	10 monodosi da 75 ml	Cartone da 9 vaschette	Bancale da 56 cartoni
PR116/CF	Flacone giusta dose	1 kg	Cartone da 12 flaconi	Bancale da 36 cartoni
PR116/10	Tanica	10 kg		Bancale da 60 taniche
PR116/25	Tanica	25 kg		Bancale da 24 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.